

仕 様	
本体寸法	 高さ 約116cm 幅 約64cm  高さ 約81cm 奥行き 約171cm 業界最小クラスの スリムボディ 本体最小幅 約64cm リクライニング時
重量	約50kg
販売名	ファミリーメディカルチェア Smart FMC-GS100
使用電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	110W
外装布地	合成皮革
リクライニング角度	水平面に対して約115°～約160°無段階(電動リクライニング)
付属品	電源コード
医療機器認証番号	228AKBZX00055000
標準価格	オープン価格
医療機器製造販売業許可番号	31B2X00003



別 売 品

スピーカーヘッドレスト
お手持ちの音楽プレーヤーと接続するだけで楽しめます。
標準価格19,800円(税別)

アイボリー OP-SH100(IV) JANコード:4992648092690
ブラック OP-SH100(B) JANコード:4992648092706
レッド OP-SH100(RD) JANコード:4992648092713




緩衝パッド
もみ玉の強弱調整に。
標準価格3,000円(税別)

アイボリー OP-PAD20(IV) JANコード:4992648092744
ブラック OP-PAD20(B) JANコード:4992648092751
レッド OP-PAD20(RD) JANコード:4992648092768



カラーバリエーション



アイボリー(IV)
JANコード:
4992648039237



ブラック(B)
JANコード:
4992648039244



レッド(RD)
JANコード:
4992648039251

リモコン



使用目的又は効果	あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用する。こと。 ●疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす
----------	--

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ 次の人は、使用しないでください。
 ◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。
 ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人

※ 次の人は、使用前に医師に相談してください。
 ◎心臓に障害のある人◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつい(脊椎)の骨折、急性[とう(疼)痛性]疾患の人◎治療部位に創傷のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期、衰弱しているとき。◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人◎安静を必要とする人◎内臓疾患(胃炎、腸炎、肝炎)などの急性症状のある人◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人◎腱鞘炎、またはそのおそれのある人

※特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。
 ※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺(背もたれの後ろや座・フットレストの下など)で遊ばせたり、本体の上へのせたり、座らせたりしないでください。→事故やケガの原因となります。

上半身マッサージ中、無理な力がかかった場合、安全のためもみ玉が止まる場合があります。その場合はリクライニングを起こしたり身体を浮かせ気味にしてご使用ください。
 特に体重100kg以上の方がご使用になるときはご注意ください。

■ご使用にあたって
 この商品は、保証書を添付しております。保証書はお買い上げの販売店で所定事項を記入のうえ発行いたしますので、記載内容をご確認いただき大切に保存してください。
 この製品は日本国内専用ですので、日本国外への輸出と使用を禁止しています。[PROHIBIT THE EXPORT AND THE USE OF THE CHAIR OUTSIDE OF JAPAN.]
 この製品を日本国外でご使用になられた場合は、修理をお断りする場合があります。
 ●印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。
 ●商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。
 ●掲載の情報は本仕様と異なる場合があります。
 ●本機のリモコンに「指圧」の文言を使用しておりますが、使用目的又は効果に指圧の代用は含まれておりません。

一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会正会員



ファミリーイナダ株式会社

<https://www.family-chair.co.jp>

製品に関するお問い合わせ窓口	0120-129-011
修理等に関するお問い合わせ窓口	0120-772-294

受付時間 土・日・祝を除く平日9:00～17:00



本社:大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1-3 ソーラ新大阪21 14階
 製造販売元:ファミリーイナダ株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田 1220番地(大山工場)

お問い合わせ

※このカタログの内容は2016年7月現在のものです。

1607108073

業界初※ 人工知能メカ搭載 メディカルチェア



※ファミリーイナダ独自のアジャストセンサー指圧点自動検索システムを用いて、個人の筋肉の形や大きさに合わせて最適な強さで最適な時間、施療する点。



業界初[※]

人工知能メカ

その人のその瞬間の
“気持ちいい”を実現。

これまでファミリーイナダが独自に開発した

「アジャストセンサー指圧点自動検索システム」、

「メディカルプログラム」に加え、新たに「人工知能メカ」を搭載。

その瞬間、瞬間のあなたの身体を理解し、

その瞬間の、本当に“気持ちいい”マッサージが可能になりました。



独自技術

アジャストセンサー指圧点自動検索システム

Step1 全身の指圧点を検出

業界初[※]

人工知能メカ

Step2 骨格を検知

Step3 筋肉の形や大きさを検知 (アウターマッスル、インナーマッスル)

Step4 筋肉の疲労による硬さを検知

Step5 症状に合わせたプロのメディカルプログラム


身体は常に変化します。その状態に合わせたもみ方が効果的です。

人の体型は、性別、年齢によってそれぞれ異なります。体型が違うように、筋肉も部位によって大きさが硬さが異なります。またコリや疲れも人それぞれ、その瞬間瞬間でも異なります。

朝マッサージして「気持ちいいな」と思っても、一日の過ごし方で疲れや身体のコリは違うため、夜に同じもみ方でマッサージしても「痛い」と感じたりすることがあります。

マッサージによる効果を高めるためには、その人のその時の状態・部位に合わせて、“気持ちいい”と感じるマッサージを施術することが、非常に重要となるのです。

大きくもむ、止める、深く押す・・・プロの理論に基づくプログラムを実現。



※人工知能メカのプロのもみ味をオシロスコープで測定したイメージ図。

人工知能メカ
共同開発者
松浦 英世氏
松浦鍼灸大学堂 院長
関西医療大学客員教授



※ファミリーイナダ独自のアジャストセンサー指圧点自動検索システムを用いて、
個人の筋肉の形や大きさに合わせて最適な強さで最適な時間、施術する点。

深層部の「コリ」を、「人工知能メカ」でじっくりもみほぐします。

W2 独自機能
ENGINE

ハイブリッド深もみメカ

腰の疲れに、ハムストリングを
じっくりもみほぐす。

エアバッグではできなかった大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋などの大腿後部の主要筋肉(ハムストリング)や、ふくらはぎの腓腹筋、ヒラメ筋を「人工知能メカ」でじっくりもみほぐします。

W1 独自機能
ENGINE

Wアンドロイドメカ

首すじの深いコリをぎゅ〜っと
もみほぐします。

「人工知能メカ」で、板状筋をその人の体格、
コリや疲労度に合わせてもみほぐします。

施術範囲は上メカが首すじからひざ裏まで最大約102cm、
下メカが足首からお尻まで最大約89cm。全身で約153cmの施術範囲を実現。
さらに上下2つのメカの軌道がクロス。それにより下半身への集中施術も可能に！

もみの神髄
シリーズ

神髄を実現するため、人工知能メカの「プロセス」を搭載。

上半身と下半身のWの「人工知能メカ」と、プロのマッサージ師の施術ノウハウを取り入れた
プロのコースを、ご家庭で体感できるようになりました。



強すぎず適度な圧で心地よい ソフトコース

通常の設定では力が強すぎて、痛みを感じるという方におすすめ。
ほど良く心地よい強さでもみ込めます。

身体をリラックスさせる効果 遠心コース

もみと指圧で、じっくりと押し広げる
マッサージ。下半身を重点的に血流
を心臓から身体末端まで促します。
身体を落ち着かせ、よりリラックスで
けるので、夜におすすめ。



身体を活性化するマッサージ 求心コース

もみとローラーで下半身を重点的にも
み込み、血流を身体末端から心臓に
送り返します。身体を活性化させるの
で、朝におすすめです。



コリやすい箇所を集中施術 首・肩コース

首すじや僧帽筋、菱形筋などの肩の
疲れやすい筋肉を集中的にマッサー
ジ。首すじから肩・肩甲骨まわりに蓄
積した疲労をやわらげます。



腰の疲れを短時間でほぐす 腰コース

背中から腰にかけての多裂筋や太も
ものハムストリングを中心に、腰の疲
れをもみほぐします。



人間工学に基づいた 最高の座り心地を追求。

ゼログラビティ角度で身体の重力の負担
をなくし、「ランバーサポート」でしっかりと
身体を包み込みます。



低い座面と可動式アーム。 横からでもラクに乗り降り。

乗り降りのしやすさにもこだわりました。
腰かけるのにちょうどよい高さに設定。
アームが上に上がるので、横からでも
ラクに乗り降りできます。ご年配の方や
女性にもやさしい設計です。



BLACK ブラック



IVORY アイボリー



RED レッド

