


MEDICALCHAIR



FMC-X507

搬入に必要な通路幅は?

最小幅 約 50 cm





通路幅が 66cm 以下の場合は 本体を縦にして搬入します。 ヘッドレスト高さ **養生 約**54cm **特 約**5cm

通路最小幅 約59cm

左記の運搬方法は約59cm以上66cm以下の通路を想定しています。 左記の運搬方法での搬入が困難な場合、お買い上げいただきました販 売店にご相談ください。

※ 梱包状態…幅68cm、奥行き162cm、高さ58cm、重さ60kg